

GRUPO



Equipos Médicos
Quirúrgicos

Más de 55 Años Sanitizando a México y el Mundo

GLUDEX

Solución de Glutaraldehído al 2%

Ejerce acción casi instantánea contra virus (VIH), COVID-19, bacterias hongos, pseudomonas, bacilo tuberculoso, además es esporádica. Desinfectante, esterilizante.

Para la desinfección, rápida de: Instrumental de corte, Instrumental de acero inoxidable, Instrumental de O.R.L., Instrumental dental y óptico, Material de Implante, Endoscopios flexibles y rígidos, Equipo de Inhaloterapia, Equipo de Anestesia, Equipo de Hidroterapia, Objetos de hule, plástico, laparoscopios, Desinfectante de productos inertes (pisos, techos, paredes, instrumental, equipo, ropa, camas, etc.

Modo de empleo:

Uso directo

Fórmula:

Glutaraldehído 2 g

Vehículo, c.b.p. 100.00 ml



Identificación y características:

Presentación:

Frasco con 1000 ml

Código de barras:

7 501718845288

Dimensiones del envase:

201 x 28 mm

Dimensiones de la caja:

27 x 17 x 28 cms

Contenido neto:

1000 ml

Peso de la caja:

5.750 kgs

Caja con:

6 pzas

Anillo Periferico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 3332
Int. 716 Col. Jardines Del. Pedregal Alvaro Obregon .
Ciudad de México CP. 01900

(52) 55 54.43.56.23
(52) 55 54.43.56.55
(52) 55 54.26.56.35
01800 639 GEMQ
4 3 6 7

www.grupomq.com
Especialistas en
Control de Infecciones