

# Benzalconio Solución al 1%

Antiséptico Germicida de uso externo

Para desinfección en frío de:

Instrumental quirúrgico de acero inoxidable, cromo y acero, utensilios de peltre, plástico, hule y vidrio. Material de Inclusión como placas, tornillos, clavos, alambres, prótesis de vitalium acrílico y acero, agujas, grapas, tubo de canalización, material de hule látex, guantes, sondas y catéteres. Para la limpieza de heridas y curaciones en piel. Partes de equipo para endoscopio. Desinfectante para instrumental, áreas (pisos, techos, paredes), ropas, utensilios, etc.

## Modo de empleo:

Uso directo

## Fórmula:

Cloruro de Benzalconio 1.0 g, Nitrito de Sodio  
Vehículo, c.b.p. 100.00 ml



## Identificación y características:

### Presentación:

Frasco con 3785 ml

### Código de barras:

7 501718817308

### Dimensiones del envase:

300 x 490 mm

### Dimensiones de la caja:

32 x 32 x 32 cms

### Contenido neto:


3785 ml


### Peso de la caja:

17 kgs

### Caja con:

4 pzas

 Anillo Periferico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 3332  
Int. 716 Col. Jardines Del. Pedregal Alvaro Obregon .  
Ciudad de México CP. 01900

 (52) 55 54.43.56.23  
(52) 55 54.43.56.55  
(52) 55 54.26.56.35  
**01800 639 GEMQ**  
4 3 6 7

 [www.grupomq.com](http://www.grupomq.com)  
**Especialistas en**  
Control de Infecciones