

GRUPO


**Equipos Médicos
Quirúrgicos**
Más de 55 Años Sanitizando a México y el Mundo

Benzalconio Solución al 1%

Antiséptico Germicida de uso externo

Para desinfección en frío de:

Instrumental quirúrgico de acero inoxidable, cromo y acero, utensilios de peltre, plástico, hule y vidrio. Material de Inclusión como placas, tornillos, clavos, alambres, prótesis de vitalium acrílico y acero, agujas, grapas, tubo de canalización, material de hule látex, guantes, sondas y catéteres. Para la limpieza de heridas y curaciones en piel. Partes de equipo para endoscopio. Desinfectante para instrumental, áreas (pisos, techos, paredes), ropas, utensilios, etc.

Modo de empleo:

Uso directo

Fórmula:

Cloruro de Benzalconio 1.0 g, Nitrito de Sodio
Vehículo, c.b.p. 100.00 ml



Identificación y características:

Presentación:

Frasco con 1000 ml

Código de barras:

7 501718817315

Dimensiones del envase:

201 x 28 mm

Dimensiones de la caja:

27 x 17 x 28 cms

Contenido neto:

1000 ml

Peso de la caja:

5.750 kgs

Caja con:

6 pzas

Anillo Periferico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 3332
Int. 716 Col. Jardines Del. Pedregal Alvaro Obregon .
Ciudad de México CP. 01900

(52) 55 54.43.56.23
(52) 55 54.43.56.55
(52) 55 54.26.56.35
01800 639 GEMQ
4 3 6 7

www.grupomq.com
Especialistas en
Control de Infecciones