

GRUPO


**Equipos Médicos
Quirúrgicos**
Más de 55 Años Sanitizando a México y el Mundo

Jabogerm

Jabón líquido germicida con 0.25% de Triclosan

El TRICLOSAN es activo contra casi todos los microorganismos que componen la flora transitoria y residente de la piel, por lo cual JABOGERM esta indicado en lavado preparatorio de las manos del Cirujano y Enfermeras, lavado preparatorio del campo quirúrgico, lavado de manos, brazos, antebrazos cuerpo, región operatorio, baños pacientes, lavado y desinfección de áreas (pisos, techos, paredes, quirófanos, camas etc.) y adminículos (cubetas, sondas, cucharas, cucharillas etc.) lavado previo de instrumental lavado de cuneros e inclusive de ropa interior y exterior, así como ropa de cama.

Modo de empleo:

Uso directo

Fórmula:

Triclosán 0.25 g, Jabón neutro 30.0 g
Vehículo, c.b.p. 100.00 ml

Identificación y características:

Presentación:

Frasco con 3785 ml

Dimensiones del envase:

300 x 490 mm

Contenido neto:

3785 ml

Código de barras:

7 501718835258

Dimensiones de la caja:

32 x 32 x 32 cms

Peso de la caja:

17 kgs

Caja con:

4 pzas



Anillo Periferico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 3332
 Int. 716 Col. Jardines Del. Pedregal Alvaro Obregon .
 Ciudad de México CP. 01900

(52) 55 54.43.56.23
 (52) 55 54.43.56.55
 (52) 55 54.26.56.35
01800 639 GEMQ
 4 3 6 7

www.grupomq.com
Especialistas en
Control de Infecciones