



Equipos Médicos  
Quirúrgicos

Más de 55 Años Sanitizando a México y el Mundo

# Jabogerm Plus 500

Jabón líquido germicida con 0.52 % de Triclosan

El TRICLOSAN es activo contra casi todos los microorganismos que componen la flora transitoria y residente de la piel, por lo cual JABOGERM esta indicado en lavado preparatorio de las manos del Cirujano y Enfermeras, lavado preparatorio del campo quirúrgico, lavado de manos, brazos, antebrazos cuerpo, región operatorio, baños pacientes, lavado y desinfección de áreas (pisos, techos, paredes, quirófanos, camas etc.) y administrículos (cubetas, sondas, cucharas, cucharillas etc.) lavado previo de instrumental lavado de cuneros e inclusive de ropa interior y exterior, así como ropa de cama.

## Modo de empleo:

Uso directo

## Fórmula:

Triclosán 0.52 g, Jabón neutro 30.0 g  
Vehículo, c.b.p. 100.00 ml

## Identificación y características:

### Presentación:

Frasco con 1000 ml con bomba dosificadora

### Dimensiones del envase:

201 x 28 mm

### Contenido neto:

1000 ml

### Código de barras:

7 501718857311

### Dimensiones de la caja:

27 x 17 x 28 cms

### Peso de la caja:

5.750 kgs

### Caja con:

6 pzas



Anillo Periferico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 3332  
Int. 716 Col. Jardines Del. Pedregal Alvaro Obregon .  
Ciudad de México CP. 01900

(52) 55 54.43.56.23  
(52) 55 54.43.56.55  
(52) 55 54.26.56.35  
**01800 639 GEMQ**  
4 3 6 7

[www.grupomq.com](http://www.grupomq.com)  
**Especialistas en**  
**Control de Infecciones**