

GRUPO


**Equipos Médicos
Quirúrgicos**
Más de 55 Años Sanitizando a México y el Mundo

JALEA LUBRICANTE

La Jalea lubricante EMQ está elaborada en condiciones asépticas. No contiene grasa y es soluble en agua, no mancha la ropa y puede retirarse fácilmente de los guantes e instrumental con agua simple. Esta indicada para facilitar cateterismo rectal, vaginal y uretra. Lubricación de instrumental para la inspección armada, reducción al mínimo de las molestias que sufra el paciente, jalea que ayuda a la exploración armada, evitando dolor o daño al paciente.

Modo de empleo:

Uso directo

Fórmula:

Propil parabeno 0.03 g
Metil parabeno 0.07 g
Glicerina. 17.0 g
Vehículo, c.b.p. 100.00 ml

Identificación y características:

Presentación:

Frasco con 150 g

Dimensiones del envase:

190 x 60 mm

Contenido neto:

150 g

Código de barras:

7 501718810804

Dimensiones de la caja:

27 x 17 x 28 cms

Peso de la caja:

5.750 kgs

Caja con:

50 pzas

📍 Anillo Periferico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 3332
Int. 716 Col. Jardines Del. Pedregal Alvaro Obregon .
Ciudad de México CP. 01900

☎ (52) 55 54.43.56.23
(52) 55 54.43.56.55
(52) 55 54.26.56.35
01800 639 GEMQ
4 3 6 7



🌐 www.grupomq.com
Especialistas en
Control de Infecciones