

GRUPO



Equipos Médicos  
Quirúrgicos

Más de 55 Años Sanitizando a México y el Mundo

# Poliyodine Solución

Solución antiséptica para curaciones

Es un germicida con todas las propiedades del Yodo, pero sin ninguna de sus limitaciones, ya que no irrita. Actúa contra bacterias, virus, hongos y protozoarios. Solución desinfectante potente a base de IPVP al 11% para delimitar la región operatoria, curaciones de heridas, abrasiones, cortaduras, raspaduras, etc.

## Vía de aplicación:

Cutánea y mucosa.

## Modo de empleo:

Aplicarse sobre la región con una gasa.

## Fórmula:

Cada 100 ml. Contiene: Yodo Polivinilpirrolidona 11.0 g.

(equivalente a 1.1 g. De Yodo libre)

Vehículo, c.b.p. 100.00 ml



## Identificación y características:

### Presentación:

Frasco con 120 ml

### Dimensiones del envase:

125 x 30 mm

### Contenido neto:

120 ml

### Código de barras:

7 501718809853

### Dimensiones de la caja:

28 x 15 x 28 cms


### Peso de la caja:

5.4 kgs

### Caja con:

36 pzas

 Anillo Periferico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 3332  
Int. 716 Col. Jardines Del. Pedregal Alvaro Obregon .  
Ciudad de México CP. 01900

 (52) 55 54.43.56.23  
(52) 55 54.43.56.55  
(52) 55 54.26.56.35  
**01800 639 GEMQ**  
4 3 6 7

 [www.grupomq.com](http://www.grupomq.com)  
**Especialistas en**  
Control de Infecciones